



GK's Kranken,- Therapie,- & Notfallschuh – der Schuh für alle Fälle!

- Einfache Handhabung
- Oberteil des Hufschuhs besteht aus Neopren
- Hartgummisohle
- Durch den Klettverschluss und den offenen Rückteil leicht anzuziehen
- Ideal als Verbandsschutz (eine Grösse mehr aufgrund des Verbandmaterials)
- Hufschutz bei Verletzungen und Krankheiten
- Überbrückung bei verlorenen Beschlägen
- Als Notlösung für kleinere Ritze einsetzbar (Wanderritt/Distanzritt Ersatzschuh)
- Der GK Gesundheitsschuh ersetzt nicht einen reinen "Reithufschuh"
- Pro Schuh sind zwei Moosgummi-Einlagen im Lieferumfang mit enthalten
- Die Nutzung einer Einlage trägt zur Stabilität und Haltbarkeit der Schuhe bei
- Kann auch über Hufeisen getragen werden / Transportschutz (Schutz des Bodens)
- Günstige Möglichkeit um die Hufe frisch nach Eisenabnahme zu schützen und dem Pferd Komfort zu bieten

Grösse S	Hufbreite bis 100mm	Länge bis 110mm
Grösse M	Hufbreite 100mm bis 110mm	Länge bis 130mm
Grösse L	Hufbreite 110mm bis 130mm	Länge bis 150mm
Grösse X	Hufbreite 130mm bis 140mm	Länge bis 160mm

In Kürze auch eine beständige Naturkautschuk-Einlegesohle erhältlich

Verkaufspreise:

1 Paar Grösse S/M/L Fr. 119.-, inkl. Mwst – zzgl. Versand

1 Einzelschuh S/M/L Fr. 63.-, inkl. Mwst – zzgl. Versand

1 Paar Grösse X Fr. 128.-, inkl. Mwst – zzgl. Versand

1 Einzelschuh X Fr. 68.-, inkl. Mwst – zzgl. Versand

Bitte beachten, dass es sich bei diesem Produkt um einen Verschleissartikel handelt und die Lebensdauer je nach Einsatzgebiet variiert!

Der GK kann problemlos bis zu 48 Std. angelassen werden. Danach sollte er für 1-2 Stunden ausgezogen werden, bevor er erneut an den Huf kommt.

Vertrieb in der Schweiz über:



Armin Eberle
Huforthopädie

Armin Eberle Huforthopädie, Brüggliacker 7, CH - 8507 Hörhausen
ae-huforthopaedie@bluewin.ch www.huforthopaede.ch